

JST Mountain Drive



mod.dép.

Eigenschaften:

- einfache Bedienung
- hohe Sicherheit
- hohe Wendigkeit
- hohe Geländegängigkeit
- grosse Bodenfreiheit
- geringe Wartung



Joystick:

- Links- und rechtshändige Bedienung lieferbar
- Seitlich wegschwenkbar, z.B. um an einen Tisch fahren zu können

Funktionen:

- Fahrtrichtung
- Geschwindigkeit
- verschiedene Fahrprogramme (optional)
- Fussbrett höhenverstellbar
- Beleuchtung (optional)



Begleitsteuerung optional:

- Ermöglicht das fahren durch eine Begleitperson

Funktionen:

- Fahrtrichtung
- Geschwindigkeit
- Umschaltung Steuerung Rollstuhl/Begleitperson



Fahrwerk & Räder

- Hauptfahrwerk: Ø 630 x 55mm, Mountainbike-Profil
- Heckfahrwerk: Ø 310 x 55mm, geschäumt und pannensicher
- Frontfahrwerk: Ø 310 x 55mm, geschäumt und pannensicher
- Steigung und Gefälle bis zu 32% können immer vorwärts befahren werden

Doppelrad:

- Verhindert das Einsinken bei weichem Untergrund
- Problemloses Queren von Ablaufrinnen

Korrespondenzadresse
JST Multidrive AG
Postfach
Spitalgasse 4, 3001 Bern

Verkauf & Service
JST Multidrive AG
Postfach 3
3762 Erlenbach i.S.
+41 (0)79 392 87 85

info@multidrive.ch | www.multidrive.ch

Valiant Bank | Konto: 30-38112-0 | IBAN: CH18 0630 0016 9352 7500 0

Seite 1/3

**Federung:**

- Hydraulischer Stossdämpfer für hohen Fahrkomfort
- Querstabilisatoren verhindern seitliche Neigung

**Fahrtrieb/Bremse:**

- Fahrgeschwindigkeit: max. 6 km/h
- Einzelradantrieb, ermöglicht das Wenden auf der Stelle
- Steigung und Gefälle kann immer vorwärts befahren werden
- Getriebe mit integrierter, automatischer Bremse (lebensdauer geschmiert, wartungsfrei)
- Antrieb manuell vom Getriebe zu entkoppeln zum einfachen verschieben des Rollstuhls

**Batterie:**

- Lithiumionen Batterie
- In unterschiedlichen Grössen erhältlich
 - 40 Ah/24V (Standard)
 - 62 Ah/24V
 - 80 Ah/24V

**Zwei Ladestrategien mit einem Ladegerät**

- In eingebauten Zustand
- Ausserhalb des Rollstuhls

Schnellwechselmodul:

- Inert Sekunden ist die Batterie ausgetauscht

Masse:

- Gesamtlänge max. 1460 mm
- Gesamtlänge bei Rückwärtsfahrt 1300 mm
- Gesamtbreite 780 mm
- Gesamthöhe max. 960 mm
- Gesamthöhe (Rückenlehne heruntergeklappt) 780 mm
- Gesamthöhe (Rückenlehne heruntergeklappt, Joystick abgebaut) 710 mm
- Sitzhöhe ab Boden 540 mm
- Sitzneigung 20°
- Sitzbreite 480 mm
- Sitztiefe 460/480/500 mm
- Abstand zwischen den Armlehnen 440 – 520 mm
- Höhe Rückenlehne 500 mm
- Fussbrett 360 – 480 mm

Gewicht:

- 65 kg ohne Batteriemodul
- Batteriemodul
 - 40 Ah/24V Gewicht ca. 11kg
 - 62 Ah/24V Gewicht ca. 15kg
 - 80 Ah/24V Gewicht ca. 16kg
- Zulässige Nutzlast: 100kg

Korrespondenzadresse
JST Multidrive AG
Postfach
Spitalgasse 4, 3001 Bern

Verkauf & Service
JST Multidrive AG
Postfach 3
3762 Erlenbach i.S.
+41 (0)79 392 87 85

info@multidrive.ch | www.multidrive.ch

Produktblatt

Zubehör:

- LED-Beleuchtung über Joystick bedienbar (optional)



- Stockhalter links und rechts (optional)



- Fussfixierung (optional)




- Taschen-Rucksackhalter



- Begleitsteuerung (optional)



- Zusätzlicher Anbausatz Begleitsteuerung, Halter inkl. Kabel (optional)



- Wegfahrsperre (optional)



- Becken-Schultergurt



- Kindersitz ISOFix** (optional)



- Schlupfsack/Lammfel*** (optional)



*Änderungen vorbehalten

** Beispielbild britax römer

***Beispielbild

Version 05.2109

Korrespondenzadresse
JST Multidrive AG
Postfach
Spitalgasse 4, 3001 Bern

info@multidrive.ch | www.multidrive.ch

Valiant Bank | Konto: 30-38112-0 | IBAN: CH18 0630 0016 9352 7500 0

Verkauf & Service
JST Multidrive AG
Postfach 3
3762 Erlenbach i.S.
+41 (0)79 392 87 85

Seite 3/3